

# RESMED NARVAL MRA

\*OP [WWW.VIVISOL.NL](http://WWW.VIVISOL.NL) VINDT U VERWIJZINGEN NAAR DE KLINISCHE ONDERBOUWING

## Meer comfort

### Innovatief apparaat op basis van tractie

- 10% minder spanning op de TMJ dan bij apparaten op basis van compressie\*.
- Ontworpen voor ondersteuning van de gesloten mond en lipafdichting voor een fysiologische ademhaling tijdens de slaap\*.
- Geen belasting van de voortanden, dus minder kans dat ze schuin gaan staan en gevoelig zijn na het dragen.

## Meer precisie

### Op maat gemaakt met behulp van CAD

- Innovatief maatwerk zorgt voor nauw contact met de tanden en is mogelijk dankzij zelfontwikkelde software\*.
- Geoptimaliseerd binnenoppervlak om sneller stevig vast te zetten.
- Parallele occlusale vlakken voor gelijkmatige verdeling van kauwkracht.

## Meer natuurlijk gevoel

### Onopvallend ontwerp

- Hoge therapietrouw van de patiënt\* dankzij het dunne, lichte ontwerp.
- Klein volume voor optimale tongruimte.
- Afgeronde hoeken en verzonken koppelstukken voor zo min mogelijk kans op irritatie.



## Meer vrijheid

### Gepatenteerde geleding

- Patiënten kunnen praten, drinken en hun kaak op natuurlijke wijze bewegen.
- De titratie verloopt snel, gemakkelijk en nauwkeurig dankzij de koppelstukken die kleine stapsgewijze aanpassingen mogelijk maken.

## Meer duurzaamheid

### Met CAM geoptimaliseerd materiaal

- Gelasersinterd, biocompatibel\* polymeer voor geverifieerde duurzaamheid\*.
- Ontwerp dat sterk genoeg is voor gebruik bij tandenknarsende patiënten\*.



# VIVISOL

Zuurstof  
Beademing  
OSAS

De basis  
voor  
vertrouwen  
in je dag

# GEDOCUMENTEERDE KLINISCHE VOORDELEN

\*OP [WWW.VIVISOL.NL](http://WWW.VIVISOL.NL) VINDT U VERWIJZINGEN NAAR DE KLINISCHE ONDERBOUWING

## Hoge effectiviteit


- Slagingspercentage van 84 %\*.
- De AHI is aanzienlijk lager – en blijft laag – na één jaar behandeling\*.
- Verbetert snel OSAS-symptomen en de kwaliteit van leven\*.
- Luid snurken verdwijnt bij 90 % van de betrokken patiënten\*.

## Uitstekende therapietrouw

- Patiënten dragen hun apparaat gemiddeld 6,7 uur per nacht\*.
- 80 % van de patiënten draagt hun apparaat elke nacht\*.

## Hoge tolerantie

- De aanvankelijke bijwerkingen zijn mild en vluchtig van aard\*.
- Na één jaar behandeling heeft slechts 6 % van de patiënten zich teruggetrokken wegens bijwerkingen, en meldt 99 % van de overige patiënten weinig of geen bijwerkingen\*.



Kijk op [www.vivisol.nl](http://www.vivisol.nl) als u meer wilt weten over de ResMed Narval MRA

VIVISOL Nederland BV brengt medische zorg thuis met als basis vertrouwen en is een vooraanstaande speler in professionele Home Care. Lid van de internationale SOL Group met vestigingen door heel Europa.

VIVISOL Nederland BV ■ Swaardvenstraat 27 ■ 5048 AV Tilburg  
T 013-523 10 24 ■ F 013-523 10 29 ■ [mra@vivisol.nl](mailto:mra@vivisol.nl) ■ [www.vivisol.nl](http://www.vivisol.nl)